



## BB RS 2000 (ББ РС 2000)

Пластифицирующая стабилизирующая  
воздухововлекающая добавка



BB RS 2000 (ББ РС 2000) – Комплексная пластифицирующая стабилизирующая воздухововлекающая добавка на основе модифицированных фракционированных лигносульфонатов для товарных растворов, в т.ч. кладочных.

### Физические свойства BB RS 2000 (ББ РС 2000)

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид                      | Жидкость темно-коричневого цвета |
| Запах                            | Слабый                           |
| Общее содержание твердой фазы, % | 30% (в весовом отношении)        |
| Значение pH (неразбавленный)     | 7,5 ± 1.5                        |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>     | 1,140 ± 0.03                     |

### Характеристики

- Повышение подвижности с Пк1 до Пк3
- Снижение расхода цемента до 10%
- Увеличение конечной прочности не менее чем на 7-17% Снижение водопотребности вяжущего на 8-12%

### Преимущества

- Обеспечение связанности
- Снижение расслаиваемости
- Повышение жизнеспособности от 4 часов и выше

### Рекомендации по использованию

Дозирование

Рекомендовано соблюдение норм дозирования – рабочий диапазон BB RS 2000 (ББ РС 2000): 0,8 ~ 1.2% от массы цемента.

Важно учитывать, что оптимальная дозировка добавки зачастую зависит от множества требований к свойствам бетона и материалам. Наилучшее соотношение высчитывается с учетом всех заданных параметров и определяется опытным путем.

Указанные в каталоге данные – это рекомендации, основанные на нашем практическом опыте применения – они не окончательны, не являются прямым указанием или инструкцией и не несут юридической

силы.

Для достижения наилучшего результата все исходные значения необходимо проверить и протестировать на материале Заказчика в условиях применения готовой смеси.

Любые указания сотрудников компании "БиоБетон" могут считаться инструкцией по применению лишь при передаче их Заказчику в письменном виде. Рекомендуем запрашивать самую актуальную техническую информацию о продукте при выборе.

### Хранение и обращение

BB RS 2000 (ББ РС 2000) хранится при комнатной температуре без воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной не вскрытой упаковке составляет 12 (двенадцать) месяцев.

### Стандарт упаковки

- Налив
- 1140 кг / Крупнообъемный контейнер

### Охрана здоровья и безопасность

BB RS 2000 (ББ РС 2000) не имеет в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, не имеет транспортных ограничений. Рекомендуется следовать стандартным требованиям безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ: использовать защитную одежду, перчатки и очки; попавшую на кожу жидкость необходимо смыть теплой водой с мылом по окончании работ или в перерыве.